

THÔNG BÁO

V/v Thẩm định giá: Nhu cầu mua sắm linh kiện sửa chữa Hệ thống sắc ký khí ghép nối khối phổ 2 lần GC-MS/MS của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh.

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thẩm định giá & Tư vấn Quốc tế

Địa chỉ: 88/7 Trương Sa, phường 17, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Để có cơ sở xác định giá nhằm tổ chức mua sắm theo đúng quy định của nhà nước, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh kính đề nghị Công ty Cổ phần Thẩm định giá & Tư vấn Quốc tế thẩm định giá: Nhu cầu mua sắm linh kiện sửa chữa Hệ thống sắc ký khí ghép nối khối phổ 2 lần GC-MS/MS của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh (*theo phụ lục đính kèm*).

Quý Công ty có nhu cầu cung ứng, đề nghị cung cấp báo giá, hồ sơ năng lực và các tài liệu kèm theo về cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, địa chỉ email: dauthau.quangninhcdc@gmail.com và bản giấy do đại diện hợp pháp của Công ty có ký, đóng dấu chuyển phát về địa chỉ: Khoa Dược, Vacxin và Vật tư y tế - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: số 651 Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trước **15 giờ 00 phút ngày 12/9/2022**.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ds. Đào Hồng Quang. SĐT 0972176288;

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế Quảng Ninh (để đăng tải);
- Phòng TCHC (để đăng tải);
- Lưu: VT, Tổ CGXDKH&LCNT

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Vũ Quyết Thắng

PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số: 1870/TB-TTKSBT ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh)

TT	Tên hàng hóa	Tên thương mại của hàng hóa	Thông số kỹ thuật tham khảo	Quy cách đóng gói (hoặc tương đương phù hợp với tổng số lượng)	Đvt	Số lượng
1	Bo mạch cấp điện thấu kính		<ul style="list-style-type: none">- Bo này sử dụng để gắn vào hệ thống TSQ 8000 Evo của hãng Thermo Scientific- Bo sử dụng để cấp điện cho các thấu kính của buồng ion- Bo sử dụng để cấp nhiệt độ cho buồng ion lên tới 350 độ	Hộp 1 cái	Hộp	1